

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/plytka-przedsionkowa-korektor-zgryzu-silikon-rozmiar-duzy-2-p-11.html>



Płytką przedsionkowa korektor zgryzu SILIKON - rozmiar duży (2)

Cena brutto	47,00 zł
Cena netto	43,52 zł
Cena poprzednia	54,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Dentaurum

Opis produktu

Elastyczna (silikonowa) płytka przedsionkowa Ulmer Modell

Zakres stosowania:

- 1. Wady językowe (ucisk językowy, złe położenie języka)
- 2. Ssanie warg, gryzienie warg, słabe umięśnienie warg
- 3. Ssanie kciuka i obgryzanie paznokci
- 4. Anomalie dotyczące ustawienia zębów
- 5. Niekorzystny wzrost żuchwy
- 6. Problemy językowe (**seplenienie**)
- 7. Brak funkcji żucia

W celu zapewnienia odpowiedniej terapii powstała elastyczna przezroczysta i biologicznie czynna płytka przedsionkowa.

ZALETY:

- brak nacisku na podłoże elastycznego materiału
- wysoki komfort noszenia
- dobrze akceptowalna przez pacjenta
- łatwa możliwość kontroli

ĆWICZENIA Z PŁYTKĄ PRZEDSIONKOWĄ
Zabawa w "PLOPP"




Pacjent obejmuje płytkę przedsionkową wargami z całej siły, aż do momentu gdy ciągnąc palcem usłyszy jak płytka wyskakuje z głośnym "PLOPP". W ten sposób zostaje wzmocnione całe umięśnienie wargowe, a dzięki powstałemu naciskowi zostaje uformowany łuk zębowy.

PRZECIĄGANIE LINY




W przypadku, gdy terapii podano rodzeństwo, ćwiczenia mogą zostać przeprowadzone przy pomocy, niesprawiającej trudności zabawy w przeciąganie liny. Obie płytki przedsionkowe zostają połączone za pomocą cienkiej linki z nieelastycznego materiału długości około 30-40 cm. Dzieci biorą płytki do ust, ręce do tyłu i zaczynają przeciąganie liny. Przegrywa ten komu płytka wyskoczy z buzi.

ĆWICZENIA PRZED LUSTREM




Pacjent ćwiczy przed lustrem, pamiętając aby koniec języka przenieść na podniebienie, zamknąć usta i przełknąć, pacjent powinien ćwiczyć tak często jak to możliwe w ciągu dnia, podczas jedzenia, picia . przy połykaniu itp.

CAŁUS



Pacjent obejmuje płytkę przedsionkową wargami żeby uformować całusa. Przy słabo rozwiniętej muskulaturze warg powinno się płytkę mocno obejmować wargami. Ćwiczenie to prowadzi do uformowania łuku zębowego i ponownego ustawienia zębów przednich. **Ćwiczyć codziennie 10 x 2-3 min.**

SSANIE PŁYTKI PRZEDSINKOWEJ



Świadome ssanie płytki przedsionkowej wyrabia nacisk na jamę ustną, a poprzez nacisk muskulatury policzkowej formuje się łuk zębowy i dziąsło w formie idealnej. **Faza aktywna** - nacisk mięśni stwarza łukom zębowym formę idealną. **Faza bierna** - umożliwia językowi przyjęcie odpowiedniej pozycji co prowadzi również do uformowania łuku zębowego. **Ćwiczyć codziennie 10 x 2-3 min.**