

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/dr-hinz-stoppi-plytka-przedsionkowa-specjalistyczny-smoczek-do-odzwyczajania-od-ssania-kciuka-butelki-smoczka-od-2-do-4-roku-zycia-p-76.html>



Dr. Hinz Stoppi płytka przedsionkowa specjalistyczny smoczek do odzwyczajania od ssania kciuka, butelki, smoczka, od 2 do 4 roku życia

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	165,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Dr.Hinz

Opis produktu

STOPPI to specjalny smoczek opracowany przez Dr. Hinz dla dzieci od 2 lat w celu odzwyczajania od ssania tradycyjnego smoczka, kciuka lub butelki ze smoczkiem.

Budowa

- osłona na zęby
- zakładka do zagryzania zębów trzonowych – zapewnia prawidłowe ułożenie smoczka w buzi
- pusta przestrzeń między siekaczami – żuchwa i szczeka górna mogą się prawidłowo rozwijać, a zęby rosną w prawidłowym położeniu
- wykonany z miękkiego silikonu typu A
- plastikowe kółko jak w tradycyjnym smoczku

Naturalny odruch ssania występujący u niemowląt może przekształcić się w szkodliwy nawyk uniemożliwiający prawidłowy rozwój szczęk. Z biegiem czasu smoczek lub palec stają się w buzi dziecka „ciałem obcym”, a ich ssanie prowadzi do nieprawidłowego uszeregowania zębów i występowania anomalii w rozwoju szczęk. Im dłużej dziecko ssie, tym bardziej pogłębia się nieprawidłowe położenie zębów i obu szczęk względem siebie, co może się w przyszłości przełożyć także na wady zgryzu w uzębieniu stałym.

Odpowiednio wczesne odzwyczajanie od ssania zapobiega powstawaniu takich problemów i może nawet prowadzić do samowyleczenia powstałych już nieprawidłowości. Oszczędza to dziecku skomplikowanego leczenia w przyszłości, a rodzicom dodatkowych kosztów.

Zbyt długie ssanie smoczka lub palca może prowadzić do:

- intrudowania siekaczy górnych, co przyczynia się do powstania zgryzu otwartego, który utrudnia odgryzanie i artykulację,
- wytworzenia się ciśnienia, które oddziałuje na szczękę górną i przyczynia się do rozwoju zgryzu krzyżowego z nieprawidłowym położeniem zębów,
- hamowania rozwoju dolnej szczęki przez zbyt wąską szczękę górną, co przyczynia się do cofnięcia się szczęki dolnej z wychylonymi zębami górnymi.

Trzy reguły STOPPI

- *Konsekwencja*

Od 2. roku życia dziecko może nosić tylko smoczek STOPPI. Od tej pory stosowanie tradycyjnych smoczków i butelek ze smoczkami jest zabronione.

- *Czas noszenia*

Wystarczy kilka tygodni, aby dziecko zapomniało o starych, szkodliwych nawykach ssania. Noszenie STOPPI przez dłuższy czas nie ma negatywnego wpływu na prawidłowy rozwój zgryzu dziecka.

- *Pora noszenia*

STOPPI® zastępuje smoczek lub ssanie kciuka w typowych porach ssania.

Najlepiej jeśli dziecko nosi STOPPI od 3 do 4 godzin w dzień i w nocy.

STOPPI® można stosować od 2. roku życia w zastępstwie za tradycyjny smoczek – odzwyczajają dziecko od szkodliwego nawyku ssania, np. palców. Rodzice, którzy chcą wprowadzić w użycie

STOPPI® powinni wykazać się nie tylko cierpliwością, ale również wytrwałością i sprytem. Zamiana smoczków powinna odbywać się w sposób naturalny i dobrowolny ze strony dziecka

Uwaga:

Płytką przedsionkowa jest wyrobem medycznym i nie podlega zwrotom ani wymianom. Przed zakupem zalecamy konsultację z lekarzem stomatologiem, ortodontą lub logopedą.