

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/aparat-mrc-myosa-tmj-trainer-elastyczny-aparat-ortodontyczny-ortodoncja-p-600.html>



Aparat MRC myOSA TMJ trainer - Elastyczny aparat ortodontyczny - ortodoncja

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	254,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

APARAT TMJ APPLIANCE

Budowa

- kanał na zęby
- zaporę językową
- zderzak wargowy
- otwory zapewniające dopływ powietrza
- zakładka językowa

Wiele osób cierpi na schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego, których objawami są chroniczne bóle głowy, uszu, szyi, żuchwy, strzykanie w stawie i inne dolegliwości. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi trenera TMJ jeden rozmiar pasuje do zgryzów większości pacjentów. Kiedy trener jest prawidłowo założony, zmniejsza ucisk na staw skroniowo-żuchwowy, łagodząc dolegliwości wynikające z jego dysfunkcji. Dodatkowo rozluźnia mięśnie twarzy i szyi. Trener TMJ powinien łagodzić objawy w ciągu pierwszych kilku dni, ale w niektórych przypadkach potrzeba kilku tygodni, zanim ból osłabnie. Dzięki wyprofilowanej podstawie o specjalnym kształcie i podwójnej osłonie na usta noszenie trenera zapobiega zgrzytaniu zębami.

Trainer TMJ™ należy nosić codziennie przez godzinę, a po upływie 2-3 tygodni należy zakładać go również na noc. Może wyniknąć potrzeba przyzwyczajania się do noszenia trenera w pierwszym tygodniu jego stosowania – można to osiągnąć stopniowo wydłużając czas noszenia w dzień, zgodnie z następującym schematem:

- dzień pierwszy – 10 minut,
- dzień drugi – 20 minut,
- dzień trzeci – 30 minut.

Trainera należy używać przez co najmniej 30 do 60 dni, po których należy ocenić, czy leczenie powinno być kontynuowane. Do całkowitego wyleczenia schorzeń stawu żuchwowo-skroniowego może być konieczne zastosowanie stałej szyny ortodontycznej.

Przez pierwszy okres noszenia mogą nastąpić przesunięcia zębów, może pojawić się uczucie bólu, zęby mogą stać się nadwrażliwe. Jeśli występują wymienione objawy, należy skrócić czas noszenia trenera, a potem stopniowo go wydłużać.

Aparat jest dostępny w jednym rozmiarze w wariantcie przezroczystym.

Ćwiczenia zalecane przez producenta

- Podczas noszenia aparatu pacjent powinien siedzieć spokojnie w wygodnej pozycji przez ok. godzinę; najlepiej jeśli krzesło ma zagłówek podtrzymujący głowę i szyję.
- Po godzinie należy delikatnie rozciągnąć mięśnie szczęki i szyi, obracając głowę w lewo i prawo, w przód i w tył.
- Następnie należy poruszyć ramionami i wyjąć aparat z ust.