

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/ark-prosqueezer-zestaw-narzedzi-do-cwiczen-warg-p-1843.html>



Ark proSqueezer zestaw narzędzi do ćwiczeń warg

Cena brutto	99,00 zł
Cena netto	91,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ARK Therapeutic

Opis produktu

Ark proSqueezer zestaw narzędzi do ćwiczeń warg

Wynaleziony przez Angeliki Xygka, BSc / MSc, SLP i opracowany przez ARK, proSqueezer to ustne narzędzie motoryczne zaprojektowane specjalnie w celu doskonalenia umiejętności gryzienia i zamykania ust. Kształt V zapewnia opór podczas ściskania - idealny do ćwiczeń szczęki i ust.

ProSqueezer jest dostępny w zestawie z dwoma poziomami trudności: żółtym (łatwiejszy) i pomarańczowym (trudniejszy). Zaczynj od żółtego proSqueezera i ostatecznie przejdź do pomarańczowego zapewniającego wyższy poziom trudności.

Angeliki jest terapeutką mowy i języka, terapeutką miofunkcjonalną i terapeutką SI z siedzibą w Atenach w Grecji z ponad 25-letnim doświadczeniem, specjalizującą się w Apraksji, opóźnieniu mowy i języka, jąkaniu, terapii karmienia i terapii wypychania języka.

Doskonały dodatek do każdego zestawu narzędzi motorycznych!

- Wyprodukowano w USA, klasa medyczna, zgodność z FDA
- Nie zawiera BPA, PVC, ołowiu, ftalanów ani lateksu
- Wymiary: 19cm długości i 3,3cm w najszerszej części
- Można myć w zmywarce (bez cyklu suszenia)
- Sprzedawane w zestawie (2szt)

Uwaga: Narzędzi terapeutycznych powinno używać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

ĆWICZENIA NA UMIEJĘTNOŚĆ ZRYZIENIA:

A) Umieść proSqueezer w ustach i poproś osobę, aby ugryzła 5 razy przednimi zębami.

*Następnie należy ugryźć i przytrzymać maksymalnie przez 5 sekund.

B) Umieść proSqueezer pomiędzy zębami przedtrzonowymi z jednej strony.

*Poproś osobę, aby ugryzła 5 razy. Następnie należy ugryźć i przytrzymać maksymalnie przez 5 sekund.

*Powtórz po drugiej stronie ust.

ĆWICZENIE ZAMYKANIA WARG:

A) Umieść proSqueezer między ustami i poproś osobę, aby zacisnęła usta 5 razy (używając tylko ust, bez zębów).

*Następnie poproś o ściśnięcie i przytrzymanie ust pozycji zamkniętej maksymalnie przez 5 sekund.