


Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/dr-hinz-plytka-przedsionkowa-standard-zeby-mieszane-silikonowa-p-14.html>



Dr. Hinz płytki przedsionkowe standard zęby mieszane silikonowa

Cena brutto	128,00 zł
Cena netto	118,52 zł
Cena poprzednia	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Dr.Hinz

Opis produktu

Dr. Hinz Płytki przedsionkowe standard zęby mieszane silikonowa /miękkie/

Wskazania do zastosowania płytek przedsionkowych

Złe nawyki i dysfunkcje poszczególnych części narządu mowy, występujące przy wczesnym uzębieniu mlecznym, są najczęstszą przyczyną nabytych wad zgryzu. Ssanie kciuka albo smoczka, może deformować przede wszystkim łuk zębowy szczęki górnej. Jego najczęstszymi następstwami są:

zgryz otwarty, częściowy zgryz krzyżowy lub nasilone wychylenie zębów przednich

Aby uniknąć rozwoju wad zgryzu, rodzice muszą dołożyć wszelkich starań by dziecko pozbyło się szkodliwych nawyków przed ukończeniu trzeciego roku życia

Płytki przedsionkowe :

wspomaga samoistne leczenie stwierdzonych zaburzeń

pomaga usunąć wady wymowy

koryguje dysfunkcję języka

likwiduje szkodliwe oddychanie ustami

wpływa na wykształcenie się prawidłowego nagryzu

wzmacnia mięśnie ust

zapobiega ssaniu kciuka

prawidłowo ustawia zamknięcie ust

Płytką dla uzębienia mieszanego posiada większą powierzchnię. Od płytki przeznaczonej dla uzębienia mlecznego odróżnia ją dodatkowo niebieskie kółko.

Płytką tą pomaga w pierwszej kolejności wyeliminować złe nawyki ssania kciuka, palców, tkanek miękkich i różnych przedmiotów. Odzwyczajanie dziecka od tych nawyków jest szczególnie ważne ze względu na możliwość zaburzenia rozwoju z powodu wad wymowy.

Otwarty zgryz z wychylonymi zębami nie powraca w zasadzie sam do prawidłowego ustawienia. Płytką przedsionkową służy w tym przypadku do wyeliminowania złych nawyków ssania różnych przedmiotów, co pozwala na szybsze zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Przy zaburzeniach typu ssanie lub zagryzanie warg, standardowa płytka MVP MUPPY jest zalecana aby nie nastąpiło pionowe rozsuniecie siekaczy.

Płytką MVP MUPPY standardowa nie nadaje się do leczenia interceptywnego zgryzu otwartego gdyż w jej przypadku nie jest blokowany język.

Zasady użycia płytek MVP MUPPY

Doświadczenie pokazuje, że dzięki pomocy płytki przedsionkowej MUPPY 90% dzieci odzwyczało się od szkodliwego nawyku ssania różnych przedmiotów. Nie udałooby się jednak osiągnąć takich wyników, bez wysiłku rodziców i przestrzegania kilku zasad:

1. Płytką zastępuje kciuk lub smoczek. Zamiana jednego na drugie powinna odbywać się w sposób świadomy i bez przymuszania.
2. Płytką przedsionkową MUPPY należy nosić co noc.
3. Płytką przedsionkową powinna być noszona w ciągu dnia przez kilka godzin, żeby przyspieszyć odzwyczajanie się dziecka od nieprawidłowych nawyków.
4. Przy przestrzeganiu tych zasad w ciągu tygodnia powinno udać się wyeliminować ssanie kciuka przez dziecko. Jedynie wytrwała pomoc rodzica może pozwolić na osiągnięcie takiego wyniku. Po tym pierwszym sukcesie dziecko powinno nosić płytkę przedsionkową w nocy jeszcze przez około 4 do 8 tygodni.
5. Płytkę przedsionkową MUPPY należy regularnie czyścić i nie wolno również zapominać o częstym myciu zębów.