

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/dr-hinz-plytka-przedsionkowa-standard-zeby-mleczne-plastikowa-p-578.html>



Dr. Hinz płytką przedsionkowa standard zęby mleczne plastikowa

Cena brutto	128,00 zł
Cena netto	118,52 zł
Cena poprzednia	139,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Dr.Hinz

Opis produktu

Dr. Hinz Płytką przedsionkowa Standard zęby mleczne plastikowa /twarda/

Wskazania do zastosowania płytek przedsionkowych

Złe nawyki i dysfunkcje poszczególnych części narządu mowy, występujące przy wczesnym uzębieniu mlecznym, są najczęstszą przyczyną nabytych wad zgryzu. Ssanie kciuka albo smoczka, może deformować przede wszystkim łuk zębowy szczęki górnej. Jego najczęstszymi następstwami są:

zgryz otwarty, częściowy zgryz krzyżowy lub nasilone wychylenie zębów przednich

Aby uniknąć rozwoju wad zgryzu, rodzice muszą dołożyć wszelkich starań by dziecko pozbyło się szkodliwych nawyków przed ukończenie trzeciego roku życia

Płytką przedsionkowa :

wspomaga samoistne leczenie stwierdzonych zaburzeń

pomaga usunąć wady wymowy

koryguje dysfunkcję języka

likwiduje szkodliwe oddychanie ustami

wpływa na wykształcenie się prawidłowego nagryzu

wzmacnia mięśnie ust

zapobiega ssaniu kciuka

prawidłowo ustawia zamknięcie ust

Zasady użycia płytek MVP MUPPY

Doświadczenie pokazuje, że dzięki pomocy płytki przedsionkowej MUPPY 90% dzieci odzwyczaiło się od szkodliwego nawyku ssania różnych przedmiotów. Nie udało się jednak osiągnąć takich wyników, bez wysiłku rodziców i przestrzegania kilku zasad:

1. Płytka zastępuje kciuk lub smoczek. Zamiana jednego na drugie powinna odbywać się w sposób świadomy i bez przymuszania.
2. Płytka przedsionkowa MUPPY należy nosić co noc.
3. Płytka przedsionkowa powinna być noszona w ciągu dnia przez kilka godzin, żeby przyspieszyć odzwyczajanie się dziecka od nieprawidłowych nawyków.
4. Przy przestrzeganiu tych zasad w ciągu tygodnia powinno udać się wyeliminować ssanie kciuka przez dziecko. Jedynie wytrwała pomoc rodzica może pozwolić na osiągnięcie takiego wyniku. Po tym pierwszym sukcesie dziecko powinno nosić płytkę przedsionkową w nocy jeszcze przez około 4 do 8 tygodni.
5. Płytkę przedsionkową MUPPY należy regularnie czyścić i nie wolno również zapominać o częstym myciu zębów.