

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/dr-hinz-stoppi-plytka-przedsionkowa-specjalistyczny-smoczek-do-odzwyczajania-od-ssania-kciuka-butelki-smoczka-od-2-do-4-roku-zycia-p-76.html>



# Dr. Hinz Stoppi płytką przedsionkową specjalistyczny smoczek do odzwyczajania od ssania kciuka, butelki, smoczka, od 2 do 4 roku życia

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena brutto  | 179,00 zł  |
| Cena netto   | 165,74 zł  |
| Dostępność   | Dostępny   |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Producent    | Dr.Hinz    |

## Opis produktu

**STOPPI to specjalny smoczek opracowany przez Dr. Hinz dla dzieci od 2 lat w celu odzwyczajania od ssania tradycyjnego smoczka, kciuka lub butelki ze smoczkiem.**

### Budowa

- osłona na zęby
- zakładka do zagryzania zębów trzonowych – zapewnia prawidłowe ułożenie smoczka w buzi
- pusta przestrzeń między siekaczami – żuchwa i szczeka górna mogą się prawidłowo rozwijać, a zęby rosną w prawidłowym położeniu
- wykonany z miękkiego silikonu typu A
- plastikowe kółko jak w tradycyjnym smoczku

Naturalny odruch ssania występujący u niemowląt może przekształcić się w szkodliwy nawyk uniemożliwiający prawidłowy rozwój szczęk. Z biegiem czasu smoczek lub palec stają się w buzi dziecka „ciałem obcym”, a ich ssanie prowadzi do nieprawidłowego uszeregowania zębów i występowania anomalii w rozwoju szczęk. Im dłużej dziecko ssie, tym bardziej pogłębia się nieprawidłowe położenie zębów i obu szczęk względem siebie, co może się w przyszłości przełożyć także na wady zgryzu w uzębieniu stałym.

Odpowiednio wczesne odzwyczajanie od ssania zapobiega powstawaniu takich problemów i może nawet prowadzić do samowyleczenia powstałych już nieprawidłowości. Oszczędza to dziecku skomplikowanego leczenia w przyszłości, a rodzicom dodatkowych kosztów.

### Zbyt długie ssanie smoczka lub palca może prowadzić do:

- intrudowania siekaczy górnych, co przyczynia się do powstania zgryzu otwartego, który utrudnia odgryzanie i artykulację,
- wytworzenia się ciśnienia, które oddziałuje na szczękę górną i przyczynia się do rozwoju zgryzu krzyżowego z nieprawidłowym położeniem zębów,
- hamowania rozwoju dolnej szczęki przez zbyt wąską szczękę górną, co przyczynia się do cofnięcia się szczęki dolnej z wychylonymi zębami górnymi.

### Trzy reguły STOPPI

- *Konsekwencja*

Od 2. roku życia dziecko może nosić tylko smoczek STOPPI. Od tej pory stosowanie tradycyjnych smoczków i butelek ze smoczkami jest zabronione.

- *Czas noszenia*

Wystarczy kilka tygodni, aby dziecko zapomniało o starych, szkodliwych nawykach ssania. Noszenie STOPPI przez dłuższy czas nie ma negatywnego wpływu na prawidłowy rozwój zgryzu dziecka.

---

- *Pora noszenia*

STOPPI® zastępuje smoczek lub ssanie kciuka w typowych porach ssania.

Najlepiej jeśli dziecko nosi STOPPI od 3 do 4 godzin w dzień i w nocy.

STOPPI® można stosować od 2. roku życia w zastępstwie za tradycyjny smoczek – odzwyczajają dziecko od szkodliwego nawyku ssania, np. palców. Rodzice, którzy chcą wprowadzić w użycie

STOPPI® powinni wykazać się nie tylko cierpliwością, ale również wytrwałością i sprytem. Zamiana smoczków powinna odbywać się w sposób naturalny i dobrowolny ze strony dziecka

***Uwaga:***

***Płytką przedsionkowa jest wyrobem medycznym i nie podlega zwrotom ani wymianom. Przed zakupem zalecamy konsultację z lekarzem stomatologiem, ortodontą lub logopedą.***