

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/mrc-infant-trainer-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-584.html>



MRC Infant Trainer Elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	215,00 zł
Cena netto	199,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

Infant Trainer

Dzieci najszybciej rozwijają się od 2. do 5. roku życia. W tym okresie następuje 70% ogólnego rozwoju twarzy, szczęki i żuchwy dziecka. Naturalna tendencja do żucia różnych przedmiotów jest ważnym odruchem, który zapewnia dziecku ćwiczenia niezbędne do prawidłowego rozwoju szczęki.

Mimo tego że małe dzieci mają instynktowne skłonności do żucia stymulującego rozwój szczęki i żuchwy, współczesna dieta w której dominują miękkie pokarmy, nie spełnia wymogów zdrowotnych i prowadzi często do problemów związanych z rozwojem twarzy, szczęki i żuchwy.

Ponadto dzieci wykształcają również nawyki takie jak ssanie kciuka, nieprawidłowe połykanie lub oddychanie przez usta, które przyczyniają się do nieprawidłowego rozwoju twarzy, zahamowania wzrostu żuchwy i powstawania stłoczeń zębów. Wczesne zapobieganie tym problemom jest najlepszą metodą do osiągnięcia pełnego potencjału wzrostowego.

Budowa

- otwory zapewniające dopływ powietrza
- pasek mocujący – możliwość przyłączenia aparatu do ubrania i zapobieganie spadaniu na ziemię
- zakładka językowa
- zaporę językową

Infant Trainer™ spełnia kilka głównych funkcji:

- zapewnia delikatne ćwiczenie szczęki górnej i dolnej oraz mięśni twarzy,
- uczy prawidłowego układania języka i połykania,
- zachęca do prawidłowego oddychania przez nos,
- usprawnia przełykanie,
- stymuluje żucie dzięki przestrzeni między trzonowcami,
- dobrze zastępuje smoczek.

Infant Trainer™ zapewnia aktywne ćwiczenie właściwego funkcjonowania mięśni szczęki i żuchwy.

Dzięki trenerowi dziecko zaczyna oddychać przez nos, uczy się prawidłowego żucia i układania języka w jamie ustnej. Zmiana sposobu oddychania nie tylko korzystnie wpływa na rozwój szczęki i żuchwy oraz wygląd twarzy, ale również na ogólny stan zdrowia.

Stosowanie Infant Trainera™ może zapobiec późniejszej potrzebie leczenia ortodontycznego z zastosowaniem ekstrakcji i aparatu stałego.

Dziecko powinno nosić Infant Trainer™ 2-3 razy dziennie po 10 – 20 minut – tyle wystarczy, aby uzyskać pozytywne oddziaływanie na mięśnie szczęki i żuchwy, czynności połykania i oddychania.

Najlepszym rozwiązaniem jest kontynuowanie codziennego użycia podczas krytycznego etapu wzrostu. Małe dzieci używają Infant Trainera™ podobnie jak smoczka – noszą go przez krótki czas, po czym wypluwają, kiedy nie mają ochoty go już nosić.

Wygodny pasek mocujący dołączony do każdego Infant Trainera™ umożliwia przyczepienie go do ubrania i zapobiega upadaniu trenera na podłogę. Dziecko może używać trenera w nocy przed zaśnięciem, a dzięki paskowi mocującemu nie będzie problemu ze znalezieniem go rano.

Trainer jest dostępny w 1 rozmiarze w wersji miękkiej i twardej oraz kolorach niebieskim i różowym.

Dzieci najszybciej rozwijają się od 2. do 5. roku życia. W tym okresie następuje 70% ogólnego rozwoju twarzy, szczęki i żuchwy dziecka. Naturalna tendencja do żucia różnych przedmiotów jest ważnym odruchem, który zapewnia dziecku ćwiczenia niezbędne do prawidłowego rozwoju szczęki.

Mimo tego że małe dzieci mają instynktowne skłonności do żucia stymulującego rozwój szczęki i żuchwy, współczesna dieta w której dominują miękkie pokarmy, nie spełnia wymogów zdrowotnych i prowadzi często do problemów związanych z rozwojem twarzy, szczęki i żuchwy.

Ponadto dzieci wykształcają również nawyki takie jak ssanie kciuka, nieprawidłowe połykanie lub oddychanie przez usta, które przyczyniają się do nieprawidłowego rozwoju twarzy, zahamowania wzrostu żuchwy i powstawania stłoczeń zębów. Wczesne zapobieganie tym problemom jest najlepszą metodą do osiągnięcia pełnego potencjału wzrostowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RODZAJ APARATU: miękki , twardy

KOLOR APARATU: niebieski , różowy