

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/myjka-soniczna-higiena-aparatow-protez-nakladek-do-wybielania-ochraniaczy-p-49.html>



Myjka soniczna - higiena aparatów, protez, nakładek do wybielania, ochraniaczy

Cena brutto	49,90 zł
Cena netto	40,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pozostali producenci

Opis produktu

MYJKA SONICZNA

rewelacyjne urządzenie, dzięki któremu z łatwością można dbać o czystość swojego aparatu ruchomego (retainery, trainery itp.), protezy i jednocześnie o higienę jamy ustnej.

CZYSZCZENIE SONICZNE

wysoka częstotliwość fal (6500/s) gwarantuje dokładne i skuteczne czyszczenie (5-10 min)

ZASILANIE

Bateria typu AA, nie wymaga podłączania do prądu

ERGONOMIA

Zajmuje niedużo miejsca - niewielkie rozmiary zapewniają również łatwe przewożenie

CZYSTOŚĆ APARATU

Ma wpływ na efekty i czas leczenia - pacjenci chętniej i częściej noszą czyste aparaty

INSTRUKCJA UŻYCIA MYJKI SONICZNEJ

Włóż 2 załączone baterie AA do przegródek na spodniej części myjki.

Postaw myjkę na równej, płaskiej powierzchni.

Aby oczyścić aparat stomatologiczny, otwórz pokrywę, umieść tabletki czyszczące w zbiorniku myjki i napełnij ciepłą (NIE GORĄCĄ) wodą. Wody powinno być tyle by, przykryć aparat. Umieść aparat w musującym roztworze, zamknij pokrywę.

Ustaw włącznik zasilania (z tyłu myjki) na pozycję „ON” i pozostaw aparat na 15 minut oczyszczania.

Wyłącz myjkę ustawiając włącznik zasilania w pozycji „OFF”. Wyciągnij aparat, wypłucz dokładnie wodą.

Opróżnij zbiornik myjki, wypłucz wodą i osusz.

OSTRZEŻENIA

Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Używaj zgodnie ze wskazaniem. Nie wkładaj tabletek czyszczących ani roztworu czyszczącego do ust. Nie używaj do czyszczenia naturalnych zębów. Dokładnie wypłucz aparat pod bieżącą wodą przed włożeniem do ust. W przypadku połknięcia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.