

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/panasonic-irygator-akumulatorowy-ew1313-z-koncowka-do-aparatow-ortodontycznych-p-1591.html>



Panasonic Irygator akumulatorowy EW1313 z końcówką do aparatów ortodontycznych

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Panasonic

Opis produktu

Irygator EW1313G z końcówką ortodontyczną

Nowa dysza przeznaczona do czyszczenia aparatu ortodontycznego i dwa rodzaje strumienia wody umożliwiają łatwą, szybką i jeszcze dokładniejszą higienę jamy ustnej. Irygator idealny dla posiadaczy aparatów ortodontycznych dokładnie wyczyści przestrzenie międzyzębowe oraz zadba o kieszonki przyzębne i dziąsła.

Zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej użytkowników aparatów ortodontycznych



W trakcie noszenia aparatu ortodontycznego resztki jedzenia i płytka nazębna łatwo gromadzą się pomiędzy zębami a klamrami aparatu. Dokładne oczyszczenie zębów, dziąseł i klamer wymaga specjalnych narzędzi, co jest żmudne i zajmuje dużo czasu. Płytko nazębna pozostająca na zębach i dziąsłach może być przyczyną ubytków i zapalenia dziąseł. Dzięki Irygatorowi Panasonic ze specjalną dyszą zachowanie odpowiedniej higieny jamy ustnej będzie znacznie łatwiejsze i szybsze.

Higiena 2 w 1



Łatwa w użyciu szczoteczka pęczkowa cieszy się uznaniem użytkowników aparatów ortodontycznych, a nowa konstrukcja dyszy irygatora zapewnia strumień wody bez rozprysków. Dysza do irygatora ze szczoteczką pęczkową dokładnie usuwa zalegające resztki potraw, co do tej pory mogło być utrudnione. *Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny.

Dwa ustawienia strumienia wody



Dwa ustawienia strumienia wody do wyboru, zgodnie z potrzebami i preferencjami użytkownika.

Mocny, pulsujący strumień wody pod wysokim ciśnieniem lub pulsujący strumień wody z powietrzem do łagodnej stymulacji (tryb zwykły lub delikatny).

*Rysunki mają charakter wyłącznie ilustracyjny

Bezprzewodowe urządzenie możliwe do mycia / zbiornik na wodę o pojemności 130 ml / ładowarka bezkontaktowa do łatwego ładowania



Irygator jest bezprzewodowy i wodoodporny, dzięki czemu można go myć wodą i bezpiecznie używać w łazience. Łatwy do napełniania, wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 130 ml. Pełny zbiornik z wodą wystarcza na 35 sekund użytkowania*. * Przy użyciu zwykłej dyszy W celu naładowania irygator wystarczy umieścić w ładowarce. Ładowarkę można również przymocować do ściany za pomocą dołączonych wkrętów.

Specyfikacja techniczna:

maksymalne ciśnienie: ok. 590 kPa,
odporność na działanie wody (IPX7),
czas pracy: Około 35 s (zwykła dysza) /30 s (dysza do aparatu ortodontycznego) : Tryb „AIR IN REGULAR”
pojemność zbiornika: ok. 130 ml,
końcówki: 2 (2 typy),
napięcie: 100-240 V,
waga: ok. 305 g (jednostka główna z końcówką),
szybkie ładowanie indukcyjne: około 15 godzin,
urządzenia nie należy myć w zmywarce do naczyń.

Skład zestawu PANASONIC DentaCare EW 1513:

1. Irygator bezprzewodowy
2. Dwie końcówki (dysze) - 1szt. ultradźwiękowa, 1szt. do aparatu ortodontycznego
3. Ładowarka indukcyjna
4. Instrukcja w języku polskim
5. Karta gwarancyjna (2 lata)

Przepływ wody Powietrze w strumieniu wody

Końcówki Do aparatu ortodontycznego 1

Ultradźwiękowa 1

Zbiornik Pojemność Ok. 130 ml

Czas pracy Około 35 s (zwykła dysza) /

Maks. ciśnienie Około 130 kPa

Odporna na działanie wody Tak (IPX7)

Ładowanie Czas o użytkowania Około 15 min Tryb „AIR IN REGULAR”

Typ Ładowanie indukcyjne

Czas Około 15 godz.
Napięcie 100-240 V
Zmywarka do naczyń Nie
Wymiary (W (z końcówką) x S x G) 197 (282) x 59 x 75 mm
Masa Około 305 g (jednostka główna z końcówką)