

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/vitis-interprox-szczoteczka-miedzyzebowa-czyscik-miedzyzebowa-dentaid-p-1239.html>



## Vitis Interprox szczoteczka międzyzębowa czyścik międzyzębowy Dentaïd

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>4,50 zł</b>    |
| Cena netto   | <b>3,66 zł</b>    |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
| Producent    | <b>Dentaïd</b>    |

### Opis produktu

**Szczoteczki międzyzębowe Interprox - czyszczą wszystkie przestrzenie i zapewniają kompleksową higienę jamy ustnej**

#### Jakość i higiena

- drut powlekany plastikiem, chroni zęby, dziąsła i implanty stomatologiczne
- wysokiej jakości czarne i białe włókna Tynex do wykrywania płytki nazębnej i krwawienia
- nasadka ochronna chroni włókna i zapewnia optymalną higienę podczas przechowywania

#### Elastyczność

- główka i rączka są elastyczne i nie mają żadnego "efektu pamięci" co ułatwia dostęp do każdej przestrzeni międzyzębowej
- drut powlekany plastikiem chroni dziąsła i szkliwo

#### Komfort i precyzja

- antypoślizgowa rączka zapewnia precyzję podczas szczotkowania

#### ZASTOSOWANIE SZCZOTECZEK MIĘDZYŻĘBOWYCH

- **Przestrzenie międzyzębowe** - odpowiednia higiena przestrzeni międzyzębowych zapobiega chorobom dziąseł oraz powstaniu i rozwojowi próchnicy na powierzchniach stykających się zębów.
- **Diastema** - duże przestrzenie między zębami wymagają specjalnej uwagi. Należy zapobiegać gromadzeniu się w nich płytki nazębnej.
- **Protezy stałe** - resztki jedzenia mają tendencję do gromadzenia się wokół stałych mostów. Dlatego właściwa higiena jamy ustnej jest konieczna w trudno dostępnych miejscach (przesłó mostu).
- **Implanty** - czyszczenie przestrzeni wokół implantów pomaga usuwać płytkę nazębną i utrzymywać właściwą higienę.
- **Ortodoncja** - pacjenci z aparatami ortodontycznymi muszą szczególnie dbać o higienę jamy ustnej, zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca przy krawędziach dziąsła oraz w okolicy zamków.
- **Furkacje** - przy recesji dziąseł, otwarta przestrzeń między korzeniami jest szczególnie narażona na gromadzenie się płytki nazębną i resztek pokarmowych.

#### DOSTĘPNE ROZMIARY

nano 0,6 mm - różowy

super micro 0,7 mm - pomarańczowy

micro 0,9 mm - zielony

mini conical 1,0 mm - czerwony

mini 1,1 mm - żółty

conical 1,3 mm - niebieski

---

maxi 2,1 mm - fioletowy

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**ROZMIAR INTERPROX:** nano 0,6 mm - różowe , super micro 0,7 mm - pomarańczowe , micro 0,9 mm - zielone , mini conical 1,0 - czerwone , mini 1,1 mm - żółte , conical 1,3 mm niebieskie , maxi 2,1 mm - fioletowy