

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/riva-protect-plus-15-g-proszek-9-1-ml-plyn-uzdatniacz-10-ml-glasjonomer-do-mieszania-recznego-p-1270.html>



Riva protect plus 15 g proszek + 9,1 ml płyn + uzdatniacz 10 ml - glasjonomer do mieszania ręcznego

Cena brutto	272,00 zł
Cena netto	251,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	SDI

Opis produktu

Riva Protect to cement szkło-jonomerowy stworzony do ochrony i uszczelniania bruzd i szczelin nowo wyrżniętych lub podatnych na próchnice zębów.

Charakteryzuje się wysokim uwalnianiem fluoru. Optymalne właściwości materiału oznaczają łatwość aplikacji, a jego adhezja do twardych tkanek zęba zapewnia długoczasowe utrzymanie i liczne korzyści.

Materiał Riva Protect jest dostępny w odcieniu białe i różowym.

Odcień różowy jest ciemniejszy (L*=65).

WSKAZANIA:

1. Uszczelnianie bruzd i szczelin.
2. Ochrona powierzchni szkliva lub cementu korzeniowego i zapobieganie nadwrażliwości.
3. Wypełnienia tymczasowe nie poddawane dużym obciążeniom.
4. Wypełnienia tymczasowe w trakcie leczenia endodontycznego.

PRZECIWWSKAZANIA:

1. Przykrycie bezpośrednie miazgi.
2. Produkt może spowodować u niektórych pacjentów podrażnienie skóry. Zrezygnuj wówczas z dalszego stosowania materiału i wezwij pomoc medyczną.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA:

OPRACOWANIE UBYTKU:

Odizoluj i oczyść ząb. Usuń nadmiar wody nie przesuszając powierzchni zęba.

ZALECANY SPOSÓB MIESZANIA PROSZKU I PŁYNU

Dozowanie proszku – płynu: 2 płaskie miarki na 3 krople Proporcja proszku – płynu (g/g): 2:1

Zalecany czas mieszania (min.,sek.): 30"

Czas pracy (min., sek.) 2'00"

Czas wykończenia od rozpoczęcia 5'00" mieszania przy 37°C (min., sek.)

Rodzaj podłoża do mieszania: papier nie wchłaniający wilgoci lub szklana płytka.

UWAGA:

Dla wydłużenia czasu pracy schłódź płytkę do mieszania. Warunki badania: temperatura ($23\pm1^{\circ}\text{C}$), wilgotność względna ($50\pm10\%$) ISO 9917:2003 (Cement dentystyczny zarabiany wodą)

1. Zdejmij delikatnie osłonkę z pojemnika z proszkiem. Używając plastikowej miarki odmierz i przenieś dwie porcje proszku na płytkę do mieszania.
2. Delikatnie odmierz trzy krople płynu i przenieś na płytkę do mieszania w pobliże porcji proszku. Zamknij szczelnie pojemnik.
3. Używając szpatułki z tworzywa podziel proszek na dwie równe części.
4. Mieszaj płyn z częścią proszku przez 10 sekund, a następnie dodaj drugą porcję proszku kontynuując mieszanie przez kolejne 15-20 sekund.

USZCZELNIENIE BRUZD I SZCZELIN ORAZ ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI ZĘBA / KORZENIA

1. Zaaplikuj uzdatniacz na bazie kwasu poliakrylowego, np. Riva Conditioner (SDI Ltd.) na 10 sekund.
2. Spłucz uzdatniacz i wysusz powierzchnię zęba. Zachowaj wilgotną powierzchnię.
3. Zaaplikuj Riva Protect bezpośrednio na powierzchnię zęba.
4. Rozprowadź materiał po powierzchni zęba lub wprowadź go do bruzd i szczelin używając pędzelka/aplikatora, np. Points (SDI Ltd.)
5. Gdy powierzchnia materiału straci połysk, zaaplikuj światłoutwardzalny pozbawiony wypełniacza lakier ochronny, np. Riva Coat. (SDI Ltd.)
6. Polimeryzuj światłem przez 20 sekund.
7. Zaleć pacjentowi powstrzymanie się od spożywania posiłków przez godzinę od zakończenia postępowania.

WYPEŁNIENIA TYMCZASOWE:

1. Zaaplikuj do ubytku uzdatniacz na bazie kwasu poliakrylowego, np. Riva Conditioner (SDI Ltd.) na 10 sekund.
2. Spłucz uzdatniacz i wysusz powierzchnię zęba. Zachowaj wilgotną powierzchnię.
3. Zaaplikuj Riva Protect do ubytku zwracając uwagę, by pod materiał nie dostało się powietrze.
4. Ukształtuj wypełnienie.
5. Gdy powierzchnia materiału straci połysk, zaaplikuj światłoutwardzalny pozbawiony wypełniacza lakier ochronny, np. Riva Coat. (SDI Ltd.)
6. Polimeryzuj światłem przez 20 sekund.
7. Zaleć pacjentowi powstrzymanie się od spożywania posiłków przez godzinę od zakończenia postępowania.

WYPEŁNIENIA TYMCZASOWE W TRAKCIE LECZENIA ENDODONTYCZNEGO:

1. Przeprowadź prawidłowe postępowanie endodontyczne.
2. Oczyszć i delikatnie osusz kanały korzeniowe.
3. Dopasuj aplikator.
4. Nałóż Riva Coat na aplikator.
5. Gdy powierzchnia materiału straci połysk, zaaplikuj światłoutwardzalny pozbawiony wypełniacza lakier ochronny, np. Riva Coat. (SDI Ltd.)
6. Polimeryzuj światłem przez 20 sekund.

PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE:

- Do not remove Riva Protect capsules from their foil packets until ready to use.
- Store at temperatures between 4°C - 20°C (39°F - 68°F) for capsules and 4°C - 30°C (39°F - 86°F) for powder liquid kits. Use at room temperature between 20°C and 25°C (68°F - 77°F).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Przeznaczone dla profesjonalnych zastosowań dentystycznych
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do zastosowań zewnętrznych.
- Nie stosuj po upływie daty ważności.
- Nie mieszaj proszku lub płynu z innymi rodzajami czy markami cementów szkło-jonomerowych.
- Ostrzeżenie: Pod rygorem prawa zaleca się sprzedaż wyłącznie na potrzeby dentystów.

-
- Certyfikaty bezpieczeństwa materiału dostępne na: www.sdi.com.au lub u przedstawiciela regionalnego

PIERWSZA POMOC:

- Oczy (kontakt): Przemyj niezwłocznie wodą i zapewnij pomoc medyczną.
- Skóra (kontakt): Usuń z powierzchni skóry za pomocą materiału lub gąbki zanurzonych w alkoholu. Przemyj niezwłocznie wodą.
- Przyjęcie doustne: Nakaż wypicie znacznej ilości wody/mleka. Zapewnij pomoc medyczną w razie utrzymywania się objawów zatrucia.
- Wchłonięcie: (proszek). Zapewnij dostęp świeżego powietrza. W razie trudności z oddychaniem zapewnij pomoc medyczną.

ASORTYMENT:

- Zestaw proszek/płyn(różowy lub biały) Płyn 10g (9.1 ml), Proszek w słoiczku 15g, Uzdatniacz Riva 10 ml, przybory
- Płyn 10g (9.1 ml), zapasowa butelka
- Proszek 15g, zapasowy słoiczek (różowy lub biały)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

RIVA KOLOR: biały , różowy