

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/aparat-mrc-t4a-trainer-faza-ii-elastyczny-aparat-ortodontyczny-ortodoncja-p-596.html>



Aparat MRC T4A trainer Faza II - Elastyczny aparat ortodontyczny - ortodoncja

Cena brutto	255,00 zł
Cena netto	236,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

APARAT T4A

Budowa

- zakładka językowa
- kanały na zęby
- zaporę językową
- zderzak wargowy
- rowki nagryzowe
- otwory zapewniające dopływ powietrza

T4A to trener w uniwersalnym rozmiarze, utrzymujący wyrównanie i korekcję wad klasy II lub klasy III i stabilizujący zgryz.

Trainer T4A ma działanie zbliżone do działania trenera T4K, ale został zaprojektowany specjalnie dla uzębienia stałego - jest przeznaczony dla pacjentów powyżej 15. roku życia.

Przywrócenie właściwego funkcjonowania mięśni za pomocą trenera T4A wspomaga ustabilizowanie efektu i generuje niższe koszty w porównaniu do innych aparatów służących do wstępnego zakańczania leczenia.

Trainera T4A można używać jako retainera po zakończeniu leczenia aparatem stałym, w celu utrwalenia efektów leczenia. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z retainerami przymocowanymi od kła do kła.

T4A nie ulega uszkodzeniu tak łatwo jak typowe retainery.

Jeśli pacjent zgubi retainer lub nosi go w nieprawidłowy sposób, może dojść do nawrotu wyleczonej wady. Takie nawroty są często spowodowane złymi nawykami czynnościowymi. Podobnie jak T4K i T4B, trener T4A zapewnia trening mięśniowo-czynnościowy i lepsze utrzymanie efektów leczenia.

T4A działa podobnie do aparatów czynnościowych używanych do korekcji wady klasy II i zgryzu głębokiego. Skutecznie koryguje nawyki oddychania przez usta i tłoczenia języka. Jest wykonany z elastycznego materiału poliuretanowego z pamięcią kształtu, co pozwala na dopasowanie go do łuku bez konieczności budowania aparatu indywidualnie dla każdego pacjenta. Podobnie jak w przypadku łuków w aparatach stałych trener działa słabą siłą na nieuszeregowane zęby przedniego odcinka.

Faza I

Trainery T4A fazy I są wykonane z miękkiego materiału o zwiększonej elastyczności, dzięki czemu dopasowują się do nierównych zębów przedniego odcinka. Podczas noszenia trenera, delikatne siły oddziałują na zęby przedniego odcinka, wspomagając ich prawidłowe uszeregowanie. Trener T4A fazy I może być równocześnie stosowany z aparatami do poszerzania łuku zębowego. Dzięki dodatkowej przestrzeni podniebiennej może być stosowany jednocześnie z aparatami: crozat, LAD, Q-Helix i BWS („Bent Wire System” – „system drutu giętego”). Słabe, przerywane siły w połączeniu z korekcją nieprawidłowych nawyków mięśniowo-czynnościowych poprawnie szeregują zęby w ciągu 6-8 miesięcy.

Trainery T4A fazy I występują w jednym rozmiarze, w wariantach przezroczystym i niebieskim.

Faza II

Trainery T4A fazy II mają ten sam kształt co trainery T4A fazy I, ale są wykonane z twardszego materiału. Stosuje się je po pierwszej fazie leczenia trenerem T4A, kiedy zachodzi potrzeba wykorzystania większych sił. Leczenie trenerem T4A fazy II umożliwia dalsze szeregowanie zębów i korekcję wad klasy II, przy jednoczesnym modyfikowaniu złych nawyków mięśniowo-czynnościowych.

Leczenie tym trenerami powinno być wprowadzane stopniowo – począwszy od noszenia aparatu od 1 do 4 godzin dziennie w ciągu dnia i zakładania na noc. Leczenie przebiega przez kolejne 10 – 12 miesięcy oraz dodatkowo przez czas retencji.

Trainery T4A fazy II występują w 1 rozmiarze, w wariantach przezroczystym i czerwonym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: czerwony , bezbarwny