

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/aparat-mrc-t4b2-trainer-elastyczny-aparat-ortodontyczny-ortodoncja-p-598.html>



Aparat MRC T4B2 trainer - Elastyczny aparat ortodontyczny - ortodoncja

Cena brutto	255,00 zł
Cena netto	236,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

APARAT T4B2 - wspomaga leczenie aparatem stałym

Budowa

- rowki na aparat stały
- zaporę językową
- zakładkę językową
- zderzak wargowy
- zakładkę językową
- wyprofilowana szyna

Szkodliwe nawyki mięśniowo-czynnościowe, takie jak dysfunkcje i nieprawidłowe położenie języka lub oddychanie przez usta często prowadzą do niewłaściwego uszeregowania zębów oraz słabego rozwoju szczęki i żuchwy. Nawyki te mogą również utrwaląć nieprawidłowy zgryz i powodować nawracanie wady zgryzu oraz nieprawidłowe ustawienie zgryzu. Korekcja nawyków mięśniowo-czynnościowych skraca czas leczenia i zapewnia stabilizację jego efektów.

T4B2 to trener fazy I, który stosuje się przed i w trakcie leczenia aparatami stałymi.

Działanie trenera

- Wspomaga leczenie trudnych przypadków – można go stosować w połączeniu z aparatami stałymi na górę.
- Szereguje dolne zęby przedniego odcinka i może całkowicie wyeliminować konieczność zakładania zamków w tym odcinku.
- Zabezpiecza tkanki miękkie przed uszkodzeniami podczas leczenia aparatem stałym, osłaniając zamki i łuk zapobiega urazom policzków i ust.
- Noszenie trenera umożliwia leczenie wstępne przed korektą wad klasy II – dzięki zapobieganiu tłoczeniu języka, zmianie sposobu oddychania oraz leczeniu za pomocą aparatu stałego na górnym łuku zmniejsza się potrzeba zakładania aparatu stałego na zęby dolne.
- Wspomaga rozwój i prawidłowe ustawienie szczęki – w połączeniu z zapobieganiem tłoczeniu języka i zmianą sposobu oddychania wspomaga korektę wad klasy II. Pozbycie się nawyku oddychania przez usta jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju szczęki, który może zostać pominięty podczas leczenia aparatem stałym.
- Zakładka językowa umożliwia ćwiczenie prawidłowego układania języka; zaporę językową zapobiega tłoczeniu języka i zmusza dziecko do oddychania przez nos; zderzaki wargowe zapobiegają nadaktywności mięśni bródkowych.
- W zgryzach otwartych noszenie trenera umożliwia pozbycie się szkodliwego nacisku języka i mięśni jamy ustnej na zęby przednie przed rozpoczęciem regularnego leczenia ortodontycznego.
- W poważnych stłoczeniach wspomaga wydłużanie łuku poprzez ograniczenie nadaktywności mięśni bródkowych, zmianę sposobu trybu oddychania i pasywną ekspansję łuku wynikającą ze zmiany położenia języka.
- Noszenie trenera łagodzi dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego.
- Wymusza prawidłową pozycję języka w terapii mięśniowo-czynnościowej i leczeniu zaburzeń wymowy.
- Może być stosowany po leczeniu ruchomym aparatem akrylowym, a w połączeniu z aparatem stałym na górnym łuku bardzo dobrze otwiera zgryz.

T4B2 jest wykonany z twardszego materiału niż trener T4B i jest od niego wyższy.

Trener jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariantach przezroczystych.

Powinien być noszony przez co najmniej 6 do 12 miesięcy, zgodnie z zaleceniami lekarza.