

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/aparat-mrc-t4k-trainer-faza-ii-elastyczny-aparat-ortodontyczny-ortodoncja-p-1052.html>



Aparat MRC T4K trainer Faza II - Elastyczny aparat ortodontyczny - ortodoncja

Cena brutto	255,00 zł
Cena netto	236,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

Budowa

- zakładka językowa
- rynienka wargowa
- zaporę językową
- rowki nagryzowe
- otwory zapewniające dopływ powietrza
- kanały na zęby

Nawyk ssania różnych przedmiotów, przedwczesna utrata zębów mlecznych i uwarunkowania dziedziczne mogą powodować nieprawidłowe uszeregowanie zębów. Wady wymowy z dysfunkcją języka lub złe układanie języka przy połykaniu przeszkadzają w prawidłowym ustawieniu łuków zębowych względem siebie. Zbyt mocno napięte mięśnie ust i policzków naciskają na zęby, co zaburza ich prawidłowe ustawienie w łuku.

Trainer T4K™ stosuje się do wstępnej korekcji przedortodontycznej u dzieci z uzębieniem mieszanym.

Noszenie trenera zapobiega dostawianiu się języka, warg i policzków pomiędzy łuki zębowe. Prawidłowo założony trener poprawia pozycję szczęki i żuchwy. Wymuszone oddychanie nosem i unieruchomienie języka w prawidłowej pozycji działają korygująco na dysfunkcje czynnościowe.

Trainer może być z powodzeniem stosowany jako dodatkowy element w złożonej terapii ortodontycznej z użyciem stałego lub wyjmowanego aparatu, również w przypadku poważnych wad uszeregowania zębów.

Noszenie trenera skraca leczenie ortodontyczne i obniża jego koszty.

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mieszanym

Działanie trenera

- Powoduje prawidłowe uszeregowanie zębów.
- Ogranicza nacisk języka, warg i policzków na zęby.
- Koryguje nieprawidłową pozycję języka i dzięki temu usuwa przyczynę złego ustawienia zębów.
- Powoduje pozbycie się nawyku oddychania przez usta i przyswojenie odruchu oddychania nosem.
- Rozluźnia zbyt mocno napięte mięśnie dolnej wargi

Trainer jest dostępny w 1 rozmiarze, ale w dwóch odmianach.

W fazie I leczenia używa się trenera z bardzo elastycznego silikonu, zaś w fazie II trenera z trochę sztywniejszego poliuretanu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR APARATU: czerwony , bezbarwny