

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/mrc-i-3-z-szyna-trainer-elastyczny-aparat-ortodontyczny-p-589.html>



MRC i-3 z szyną trainer - Elastyczny aparat ortodontyczny

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	254,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

Interceptywne leczenie wad klasy III. Korelacja wad klasy III u dzieci rosnących

Myobrace for Interceptive Class III™ to trzyetapowy system aparatów opracowanych z myślą o korygowaniu złych nawyków i jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego wzrostu żuchwy, często występującemu u pacjentów z wadami zgryzu klasy III.

Myobrace for Interceptive Class III™ jest najbardziej skuteczny, jeśli używają go dzieci, u których jeszcze nie wyrznęły się zęby stałe (od 5. do 8. roku życia)

Budowa

- rynienka wargowa
- otwory zapewniające dopływ powietrza
- zaporę językową
- szyna DynamiCore™ z klatką Fränkla
- dopracowana zakładka językowa

Działanie aparatu

-
- leczenie wczesnych zaburzeń wzrostu szczęki,
 - ograniczenie nadmiernego wzrostu żuchwy (klasa III),
 - wspomaganie ekspansji szczęki,
 - wspieranie rozwoju szczęki dzięki zastosowaniu klatki Fränkla,
 - zapobieganie nadmiernemu wzrostowi żuchwy względem szczęki,
 - reedukacja języka – układanie go przy sklepieniu podniebienia, jak ma to miejsce w leczeniu czynnościowym i logopedycznym,
 - zapobieganie oddychaniu przez usta.

Faza I - aparat i-3N

Aparat i-3N służy do korygowania złych nawyków. Jest zrobiony z elastycznego silikonu, aby dopasować się do każdego kształtu łuku i słabo uszeregowanych zębów. Elastyczny materiał oznacza również lepszą retencję w przypadku noszenia podczas snu. Aparat i-3N jest dostępny w 3 rozmiarach, w wariantach żółtym i bezbarwnym.

Faza II - aparat i-3

Aparat i-3® zapewnia prawidłowy rozwój łuku oraz korygowanie złych nawyków. Wyposażono go w szynę DynamiCore™ z klatką Fränkla, która wspomaga rozwój łuku i poprawia uszeregowanie zębów. Aparat i-3 jest dostępny w 3 rozmiarach, w wariantach żółtym i bezbarwnym.

Faza III - aparat i-3H NOWOŚĆ

Aparat i-3H służy do ostatecznego uszeregowania zębów i retencji, możliwych dzięki sztywnej konstrukcji aparatu. Otwór w zakładce językowej umożliwia ostateczne ułożenie języka w odpowiedniej pozycji. Aparat i-3H jest dostępny w 3 rozmiarach, w wariantach żółtym i bezbarwnym.

Należy pamiętać o dobieraniu trochę luźniejszych aparatów, większych niż łuk górny, żeby pozostawić przestrzeń do ekspansji. Leczenie wad klasy III tymi aparatami jest ograniczone do wąskiej grupy wiekowej. U pacjentów po 8. roku życia należy korzystać dodatkowo z innych aparatów, służących również do ekspansji łuku. Aparat Myobrace for Interceptive Class III™ powinien być stosowany przez co najmniej 6 do 12 miesięcy, zależnie od zaleceń lekarza.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR APARATU: mały (small) , średni (medium) , duży (large)

KOLOR APARATU: żółty , bezbarwny