

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/mrc-myotalea-tlj-aparat-dla-jezyka-ust-i-zuchwy-p-1639.html>



MRC myoTalea TLJ - aparat dla języka ust i żuchwy

Cena brutto	275,00 zł
Cena netto	254,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MRC

Opis produktu

PIERWSZY NA ŚWIECIE AKTYWNY MIOFUNKCJONALNY APARAT DLA JAMY USTNEJ

Wszyscy pacjenci z wadami zgryzu, BDS, zaburzeniami TMJ i problemami ze wzrostem twarzoczaszki mają niewystarczającą siłę mięśni języka, warg i żuchwy. Mięśnie te są ważne dla optymalnego wzrostu i funkcji pacjenta. Konieczne są ukierunkowane ćwiczenia, aby skorygować osłabienie mięśni, które wynika z lat nieużywania.

Aparat Myotalea® TLJ jest pierwszym na świecie aktywnym wewnątrzustnym aparatem miofunkcjonalnym, zaprojektowanym specjalnie do wzmacniania mięśni języka, wargi, żuchwy, gardła i nadgnykowych. Wraz z pojawieniem się Myotalea® TLJ specjaliści mają teraz możliwość poprawy uszczelnienia warg, siły mięśni języka, gardła i nadgnykowych, a także przejścia do oddychania przez nos przy jednym łatwym w użyciu zintegrowanym systemie aparatów.

FUNKCJE APARATU

- Rurka dociskająca wargi wzmacnia mięśnie ust, co poprawia ich uszczelnienie i tym samym ułatwia oddychanie przez nos.
- Rurka dociskająca język poprawia siłę i pozycję języka.
- Sprężyny powietrzne TMJ poprawiają funkcjonowanie TMJ i powiązanych mięśni.
- Otwór o mio-zmiennym kącie otwarcia (MYOVOSA®) pomaga pacjentowi w przejściu z oddychania przez usta na oddychanie przez nos.

ZASTOSOWANIA

- ✓ Stosowany podczas leczenia Myosa® u dzieci i dorosłych.
- ✓ Stosowany podczas oddychania za pomocą Myobrace® i aktywności językowych.
- ✓ Stosowany jako uzupełnienie terapii miofunkcjonalnej, gdy potrzebna jest siła warg, języka, żuchwy i mięśni gardła.
- ✓ Zmiana odchylenia głowy poprawia siłę mięśni nadgnykowych i gardła.

MYOVOSA® DLA PACJENTA PRZEWLEKLE ODDYCHAJĄCEGO PRZEZ USTA

Pacjenci przewlekle oddychający przez usta mogą czasami mieć trudności z utrzymaniem aparatów Myobrace® i Myosa® przez noc. Nowa funkcja przedstawiona w aparacie Myotalea® TLJ umożliwia lekarzowi skuteczne leczenie tych pacjentów przed użyciem aparatów Myobrace® i Myosa®.

Funkcja MYOVOSA® w aparacie TLJ umożliwia pacjentom przewlekle oddychającym przez usta przejście na oddychanie przez nos poprzez okresowe zamykanie ust na otworze, podczas gdy TLJ otwiera drogi oddechowe, wysuwając żuchwę i zmieniając otwarcie zgryzu. Jeśli jest używany do tego celu, TLJ jest przepisywany na 1 godzinę dziennie w stanie czuwania. 1-2 miesiące codziennego użytkowania pozwolą pacjentowi z przewlekłym oddychaniem przez usta utrzymać aparat Myobrace® lub Myosa® przez noc.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR APARATU: mały (small), średni (medium), duży (large)

KOLOR APARATU: bezbarwny