

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/virusolve-eds-koncentrat-5-litrow-dezynfekcja-p-893.html>



Virusolve+ EDS koncentrat 5 Litrów - dezynfekcja

Cena brutto	665,00 zł
Cena netto	615,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	Virusolve+

Opis produktu

VIRUSOLVE+ EDS Koncentrat - 5 Litrów

VIRUSOLVE+ EDS Koncentrat jest opatentowanym płynnym preparatem do dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi, endoskopów (giętkich i sztywnych) oraz wyrobów medycznych, w tym nieodpornych na wysoką temperaturę.

Kombinacja składników aktywnych, w tym poliaminy nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymaga aktywatora. Virusolve+ EDS jest najskuteczniejszym rozwiązaniem w zapobieganiu i eliminacji ryzyka zakażeń krzyżowych przenoszonych na narzędziach, endoskopach, wyrobach medycznych i powodowanych przez spory, prątki, bakterie, wirusy (osłonkowe i bezosłonkowe) i grzyby.

Virusolve®+ EDS to doskonały sporobójczy środek do dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD), który jest przeznaczony do dezynfekcji narzędzi endoskopowych, chirurgicznych i dentystycznych oraz urządzeń medycznych. Preparat nie zawiera żadnych niebezpiecznych aldehydów ani składników wytwarzających chlor.

Jest wysoce skuteczny jako preparat do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu (HLD / Sterilant) przeciwko sporom bakterii, prątkom, bakteriom, grzybom i wirusom. Produkt ma na celu wyeliminowanie ryzyka zakażenia krzyżowego przez zarodniki, prątki, wirusy, grzyby i bakterie.

Virusolve®+ EDS jest bezpieczny w użyciu ze WSZYSTKIMI elastycznymi i sztywnymi endoskopami.

Virusolve®+ EDS jest zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIB.

Współczynnik:

- pH preparatu: 12,6

Podstawa dopuszczenia do obrotu:

Produkt zgodny z założeniami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EEC, Wyrób Medyczny kl. IIB.

Informacja:

Produkt do użytku profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności.

Virusolve+ EDS w przeciwieństwie do innych środków poza hamowaniem rozwoju drobnoustrojów niszczy ich materiał genetyczny. Produkt jest bezpieczny dla wszelkich materiałów (metali, szkła i tworzyw sztucznych), posiada delikatny zapach neutralny. Spełnia wymagania normy EN14885: EN14561, EN14562, EN14563, EN13727, EN13624, EN14476, EN14348, EN13704. Virusolve EDS jest na liście referencyjnej OLYMPUS-a.

ZWALCZA:

Bakterie,
Grzyby i drożdże,
Prątki (w tym: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium),
Wirusy (w tym: Polio, Adeno, Norowirus, HIV, HCV, HBV),
Spory (w tym Clostridium difficile, Bacillus subtilis)

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Skuteczne rozwiązania w walce z zakażeniami szpitalnymi

Bezpieczny dla wszystkich endoskopów giętkich i sztywnych - UWAGA ZAPOZNAJ SIE Z PROCEDURĄ PIERWSZEGO UŻYCIA PRZY ZMIANIE PREPARATU

Nie powoduje korozji – nie uszkadza delikatnych powłok

Ekonomiczny w użyciu

Bez szkodliwych i drażniących oparów

Niskie stężenie użytkowe: 2,5%

Dobra kompatybilność materiałowa

Nie uszkadza instrumentów

Posiada delikatny zapach

Łatwość przygotowania roztworu roboczego

Oszczędność kosztów i czasu dezynfekcji - przedłużone działanie do 14 dni (paski testowe).

VIRUSOLVE EDS+ MA ZASTOSOWANIE DO:

narzędzi zabiegowych,

chirurgicznych,

mikrochirurgicznych oraz dentystycznych,

endoskopów giętkich i sztywnych,

wyrobów nieodpornych na wysoką temperaturę,

narzędzi i sprzętu okulistycznego

oraz dezynfekcji manualnej jak i ultradźwiękowej.