

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/ark-spoon-tip-xxl-koncowka-masujaca-do-wibratora-do-gloski-r-twarda-guzkowata-p-1567.html>



ARK Spoon Tip XXL końcówka masująca do wibratora, do głoski R, (twarda guzkowata)

Cena brutto	26,90 zł
Cena netto	24,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ARK Therapeutic

Opis produktu

Miękka końcówka masująca Soft Spoon Tip XXL stosowana w wibratorach logopedycznych Z-Vibe, Z-Grabber i Rerek.

Kończówka dzięki temu że ma kształt łyżeczki może być używana do karmienia oraz do terapii w jego trakcie.

Kształt końcówki sprawia że jest ona często stosowana w nauce wywoływania głoski r. Łyżeczka podłożona pod językiem podczas trybu wibracji wprowadza język w drgania, które inicjują i podtrzymują proces artykulacji głoski. Dzięki końcówce Spoon Tip pacjent może fizycznie doświadczyć jak to jest wymawiać głoskę r co przyspiesza proces nauki jej wywoływania. Kończówka Spoon Tip używana jest podczas masażu dziąseł, podniebienia, policzków, języka i warg oraz jako szpatułka podczas terapii logopedycznej.

Produkt medyczny wykonany w USA z materiałów zgodnych z FDA

Brak ołowiu, ftalanów, PCV, BPA, lateks

Wymiary: 15mmx7mmx58mm

Możliwość czyszczenia w zmywarce do naczyń

Kompatybilny z wibratorami: Z-Vibe, Z-Grabber, Rerek

Do wyboru łyżeczki o różnej elastyczności i twardości:

- niebieska - miękka, elastyczna;
- żółta - twarda, sztywna

Do wyboru łyżeczki o różnej strukturze powierzchni:

- gładka
- guzkowata



