

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/curasept-biosmalto-mus-50-ml-ochrona-przed-prochnica-p-1821.html>



Curasept Biosmalto mus 50 ml - ochrona przed próchnicą

Cena brutto	41,00 zł
Cena netto	37,96 zł
Cena poprzednia	46,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Curasept

Opis produktu

Curasept Biosmalto mus 50 ml

DZIAŁA INTENSYWNIE NA USZKODZENIA SPOWODOWANE PRZEZ ABRAZJĘ I EROZJĘ, TWORZĄC NOWĄ FAZĘ MINERALNĄ, CHARAKTERYZUJĄCĄ SIĘ WIĘKSZĄ ODPORNOŚCIĄ NIŻ FAZA ATURALNA.

Szybko remineralizuje bardzo uszkodzone obszary szkliwa i zębiny

- Zwiększa odporność na erozję kwasową, ścieranie mechaniczne i ataki bakterii.
- Polecany dla osób z częstymi ubytkami w zębach, startymi powierzchniami i suchością w jamie ustnej.
- Idealny dla pacjentów poddawanych zabiegom ortodontycznym i wybielaniu zębów.
- Leczenie uzupełniające u pacjentów z białymi plamami próchnicowymi i hipomineralizacją trzonowcowo-siekaczą (MIH).

BIOSMALTO MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT opracowano we współpracy z prestiżowym International Biotechnology Research Laboratories. Posługując się technologią opartą na modelu biologicznym, opracowano amorficzny fosforan wapnia (ACP), który charakteryzuje się wysoką reaktywnością i szybko przekształca się w hydroksyapatyt – składnik budulcowy szkliwa i zębiny. W kontakcie ze śliną cząsteczka ulega natychmiastowemu rozpuszczeniu, szybko uwalniając substancje aktywne, które w selektywny sposób wnikają w uszkodzone obszary i szybko remineralizują szkliwo oraz zębinę. Preparat jest szczególnie zalecany do zastosowań profesjonalnych: zapewnia szybkie rozwiązanie u pacjentów z refluksiem żołądkowo-przełykowym, rozległymi zmianami powstałymi w skutek ścierania, istotnie zdemineralizowanymi obszarami szkliwa, suchością jamy ustnej (kserostomia).

Przydatny u pacjentów z aparatami ortodontycznymi, a w szczególności u osób z predyspozycją do istotnej demineralizacji szkliwa (zespół Sjogrena, cukrzyca, chemio-/radioterapia)

Oryginalna formuła będąca rezultatem badań biotechnologicznych przeprowadzonych we współpracy z ISTECCNR i CSIC Faza amorficznego fosforanu wapnia (ACP) wzbogacona jonami węglanowymi i fluorkowymi otoczona zewnętrzną warstwą cytrynianu

SZYBKIE DZIAŁANIE

Dzięki wysokiej aktywności biomimetycznej, formuła uwalnia aktywne jony możliwe do bezpośredniego wykorzystania w miejscu uszkodzenia

DŁUGOTRWĄŁY EFEKT

Tworzy nową, uzupełniającą fazę mineralną charakteryzującą się większą odpornością na atak kwasów. Ochrona zębów poprawia się wraz z wydłużeniem czasu stosowania.

Wyrób medyczny z oznaczeniem CE.

Przed użyciem zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi stosowania produktu i treścią instrukcji obsługi.

Fluorek sodu: 1450 ppm.
Pojemność: 50 ml

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SMIAK: delikatna mięta , truskawkowy