

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/eludril-classic-1000-ml-plyn-antybakteryjny-z-chlorheksydyna-pompka-p-1601.html>



Eludril Classic 1000 ml płyn antybakteryjny z chlorheksydyną + pompka

Cena brutto	74,00 zł
Cena netto	60,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pierre Fabre

Opis produktu

Płytką nazębną jest to wielobakteryjna błonka, która odkłada się stopniowo, w sposób ciągły na powierzchni zębów.

Jeśli płytka nazębna nie jest całkowicie usuwana poprzez szczotkowanie zębów, prowadzi to w ciągu kilku dni do jej mineralizacji i utworzenia się kamienia nazębnego ściśle przylegającego do powierzchni zębów.

Obecność płytki nazębnej lub kamienia nazębnego jest głównym powodem problemów z dziąsłami: może wywoływać zaczerwienienie lub podrażnienie dziąseł.

EludrilCLASSIC zawiera składniki, które mają właściwości oczyszczające.

Pomagają utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej, zapobiegając tworzeniu się płytki nazębnej i kamienia nazębnego.

Właściwości:

- dzięki zawartości znanych składników o działaniu antybakteryjnym, EludrilCLASSIC wspomaga redukować rozwój płytki nazębnej
- wspomaga zapobieganie występowaniu po raz pierwszy lub pogorszeniu problemów z dziąsłami
- może być stosowany jako uzupełnienie zabiegów periodontologicznych lub implantologicznych

Sposób użycia:

Stosować rano i wieczorem po szczotkowaniu zębów. Zaleca się stosowanie płynu do płukania jamy ustnej EludrilCLASSIC przez okres 2 tygodni.

Dorośli: odmierzyć za pomocą dołączonej miarki do 15 ml płynu i uzupełnić ciepłą wodą do poziomu górnej kreski.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: odmierzyć za pomocą dołączonej miarki do 10 ml płynu i uzupełnić ciepłą wodą do poziomu górnej kreski.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Nie stosować w ciąży lub w czasie karmienia piersią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Nie stosować w przypadku znanej alergii na którykolwiek ze składników płynu.

Przedłużone stosowanie może sporadycznie powodować brunatne przebarwienia zębów i języka, które znikają podczas szczotkowania. W niektórych przypadkach może wystąpić zmiana smaku, która na ogół ustępuje po pewnym czasie stosowania płynu. Zawiera chlorobutanol.

Opakowanie:

Koncentrat do rozcieńczania, butelka 1000 ml