

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/orthoclean-300-ml-koncentrat-do-czyszczenia-aparatow-ortodontycznych-ruchomych-chema-p-1728.html>



Orthoclean 300 ml koncentrat do czyszczenia aparatów ortodontycznych ruchomych - Chema

Cena brutto	19,50 zł
Cena netto	15,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Chema

Opis produktu

ORTHOCLEAN przeznaczony jest do oczyszczania ruchomych aparatów ortodontycznych.

Odpowiednio dobrana formuła zapewnia bezpieczną i efektywną pielęgnację ruchomych aparatów ortodontycznych. Skutecznie usuwa nagromadzoną warstwę osadów i przebarwienia.

Płyn może być używany codziennie.

Sposób postępowania z wyrobem

Sposób użycia:

- 10-20 ml płynu wlać do ½ szklanki ciepłej wody,
- do płynu włożyć aparat, tak aby cały zanurzony był w płynie,
- pozostawić aparat w roztworze na 5-20 minut,
- wyjąć aparat z roztworu i opłukać pod bieżącą wodą.